


Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-MLL5/Kmt2E Для Вб, Иф-Ц, Иг-П, Ифа — Q8Izd2

Артикул: CM0028702



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MLL5 (KMT2E). Валидированы для ВБ, ИФ-Ц, ИГ-П и ИФА. Реагируют с MLL5 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гемопоэза, клеточного цикла и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLL5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MLL5; NKp44L; ODLURO; SETD5B; HDCMC04P
Вид	Человек
GeneID	55904
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 200-500 человеческого MLL5 (NP_06152.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-Ц, ИГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZD2
Молекулярная масса белка	205 кДа
Доставка	Холодильный пакет