

Поликлональное Антитело Против Mllt1/Enl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q03111

Артикул: CM0022966



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого MLLT1/ENL, считывателя хроматина с доменом YEATS. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований хроматина и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLLT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ENL; LTG19; YEATS1; MLLT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4298
ID гена	4298
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-270 человеческого MLLT1 (NP_005925.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03111
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом