

Кроличья Моноклональная Антитела Против Mlt3/Af9 Для Wb И Elisa — P42568

Артикул: CM0005596



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против MLLT3/AF9, валидированная для WB и ELISA. Специфична к человеческому MLLT3/AF9 — читающему хроматин в составе суперэлонгационного комплекса, необходимого для регуляции транскрипции и поддержания гемопоэтических стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLLT3/AF9 кроличья мкАнт
Примечания/Синонимы	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Вид	Человек
ID гена (человек)	4300
ID гена	4300
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слияниебелок, содержащий последовательность аминокислот 1-150 человеческого MLLT3/AF9 (NP_004520.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42568
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Холодовой пакет