


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mllt3/Af9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P42568

Артикул: CM0025649



введение

Кроличьи поликлональные антитела MLLT3/AF9 детектируют белок AF-9, читатель хроматина в суперэлонгационном комплексе. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, поддерживая исследования в области эпигенетики и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к MLLT3/AF9
Примечания/Альтернативные названия	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4300
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого MLLT3/AF9 (NP_004520.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42568
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом