


Поликлональные Антитела Против MLN Для Wb, IHC-P, Elisa - P12872

Артикул: CM0030170



введение

Поликлональные антитела против MLN, полученные от кролика, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Распознают человеческий и мышинный промотилин, секретируемый гормон, регулирующий моторику желудочно-кишечного тракта. Идеальны для исследований ЖКТ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLN кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MLN; мотилин
Вид	Человек
GeneID (человек)	4295
GeneID	4295
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-115 человеческого MLN (NP_002409.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P12872
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом