

Поликлональные Антитела Против Mlph Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv36

Артикул: CM0025300

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому MLPH (Меланофин), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований транспорта меланосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLPH кроличы поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	SLAC2-A; MLPH
Вид	Человек
ID гена (человек)	79083
ID гена	79083
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BV36
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Холодовая упаковка