

Поликлональное Антитело Anti-MLst8 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Bvc4

Артикул: CM0014603



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на MLST8 (GbetaL/mLST8), субъединицу mTORC1 и mTORC2; валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований передачи сигналов о питательных веществах и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLST8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; MLST8
Вид	Человек
Идентификатор гена	64223
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-326 человеческого MLST8 (NP_001186103.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BVC4
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Хладагентный пакет