

## Поликлональное Антитело Кролика Anti-MLst8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bvc4

Артикул: CM0016819



### введение

Валидированное методом KD поликлональное антитело кролика, нацеленное на MLST8 (GbetaL, mLST8), подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА у человека, мыши и крысы. Распознает субъединицу комплекса mTOR MLST8, необходимую для передачи сигналов роста и выживания клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано методом KD] MLST8 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Примечания/псевдонимы     | GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; [Валидировано методом KD] MLST8                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 64223                                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 64223                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-326 человеческого MLST8 (NP_001186103.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                | WB, ИФА                                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q9BVC4                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 36 кДа                                                                                                                                                     |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                             |