


Поликлональное Антитело Anti-Mlycd Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95822

Артикул: CM0021201



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок MLYCD (малонил-КоА декарбоксилаза), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к белкам мыши и крысы. Идеально для исследований метаболизма жирных кислот и митохондриальных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLYCD Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MCD; MLYCD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23417
GeneID	23417
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-190 человеческого белка MLYCD (NP_036345.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O95822
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом