


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Mmachс Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y4U1

Артикул: CM0017560



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого ММАСНС (cbIC), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Для изучения метаболизма кобаламина и пути метилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ММАСНС кроличыи pAb
Примечания/Псевдоним	cbIC; ММАСНС
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25974
GeneID	25974
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-282 человеческого ММАСНС (NP_056321.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4U1
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом