


Кроличья Моноклональная Антитела Против Mmp1 Для Вб, Ифа - P03956

Артикул: CM0006753



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий MMP1 (коллагеназа), подходит для ВБ и ИФА. Реагирует перекрестно с человеком, мышью и крысой. Ключевой реагент для исследований деградации внеклеточного матрикса и разработки анализов ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP1 кроличья моноклональная антитела
Примечания/Алиасы	CLG; CLGN; MMP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4312
ID гена	4312
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 93-210 человеческого MMP1 (NP_002412.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03956
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовая упаковка