


Анти-Mmp10 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P09238

Артикул: CM0026594



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого MMP10 (Стромелизин-2, SL-2, STMY2). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP10 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	SL-2; STMY2; MMP10
Вид	Человек
GeneID (человек)	4319
GeneID	4319
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 237-476 человеческого MMP10 (NP_002416.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09238
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом