

Кроличыи Поликлональные Антитела К Mmp11 Для Wb, Elisa - P24347

Артикул: CM0028467

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому MMP11 (стромелизин-3, матриксная металлопротеиназа-11) для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши, крысы. Мишень: аминокислоты 239-488. Участвуют в прогрессировании эпителиальных злокачественных новообразований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пАт к MMP11
Примечания/Синонимы	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Вид	Человек
GeneID (человек)	4320
GeneID	4320
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 239-488 человеческого MMP11 (NP_005931.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24347
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом