


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mmp12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц (If/Icc), Ифа (Elisa) - P39900

Артикул: CM0023831



введение

Кроличья поликлональное антитело против MMP12, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на макрофагальную металлоэластазу, участвующую в ремоделировании тканей и эластолизе. Идеально подходит для изучения воспаления и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ME; HME; MME; MMP-12; MMP12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4321
ID гена	4321
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 200-300 человеческого MMP12, NP_002417.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P39900
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент