


Моноклональное Антитело Anti-Mmp13 Для Wb, Elisa — P45452

Артикул: CM0008001



введение

Кроличье моноклональное антитело к MMP13, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт человеческий MMP13 (коллагеназу 3), SWISS P45452, с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Подходит для исследований деградации внеклеточного матрикса и развития костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MMP13
Примечания/синонимы	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13
Вид	Человек
GeneID (человек)	4322
GeneID	4322
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 104–272 человеческого MMP13 (NP_002418.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P45452
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом