


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mmp14 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Elisa - P50281

Артикул: CM0025669



введение

Кроличьи поликлональные антитела против MMP14, валидированные для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA на человеке и мыши. Обнаруживают мембранную металлопротеиназу матрикса массой 66 кДа, участвующую в ремоделировании внеклеточного матрикса и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против MMP14 (pAb)
Примечания/Алиасы	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4323
GeneID	4323
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 21-538 человеческого MMP14 (NP_004986.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50281
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом