


Моноклональное Антитело Против Mmp14/Mt1-Mmp Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Проточной Цитометрии, Ифа - P50281

Артикул: CM0003304



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого MMP14/MT1-MMP, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, проточной цитометрии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований внеклеточного матрикса и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP14/MT1-MMP Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4323
ID гена	4323
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого MMP14 (P50281)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50281
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом