


Анти-Mmp14/Mt1-Mmp Поликлональные Антитела Кролика Для If/Icc, Elisa - P50281

Артикул: CM0016091



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого MMP14/MT1-MMP, валидированные для IF/ICC и ELISA. Идеально подходят для изучения деградации внеклеточного матрикса, миграции клеток, ангиогенеза и механизмов инвазии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP14/MT1-MMP кролик rAb
Примечания/Псевдоним	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4323
GeneID	4323
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 75-174 человеческого MMP14/MT1-MMP (NP_004986.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50281
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом