


Кроличыи Поликлональные Антитела К Mmp14/Mt1-Mmp Для ВБ, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — P50281

Артикул: CM0030110



введение

Кроличыи поликлональные антитела к MMP14/MT1-MMP, валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Реагируют с MMP14 человека, мыши и крысы, подходят для исследования коллагенолиза, клеточной миграции и сигнальных путей Notch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP14/MT1-MMP кроличыи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/алиасы	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Вид	Человек
ID гена (человек)	4323
ID гена	4323
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50281
Молекулярная масса белка	66 кДа
Транспортировка	Холодовая упаковка