


Кроличье Поликлональное Антитело Против Mmp16 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P51512

Артикул: CM0016509



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MMP16 (MT3-MMP), подходящее для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Мишень представляет собой мембранный тип матриксной металлопротеиназы, участвующей в деградации внеклеточного матрикса и ремоделировании сосудов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP16 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MMP-X2; C8orf57; MT-MMP2; MT-MMP3; MT3-MMP; MMP16
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4325
GeneID	4325
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-565 человеческого MMP16 (NP_005932.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51512
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом