


Моноклональное Антитело Кролика Против Mmp2 Для Wb И Elisa — P08253

Артикул: CM0006484



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого MMP2 (коллагеназа IV типа с молекулярной массой 72 кДа, желатиназа А, CLG4), валидированное для WB и ELISA. Выявляет MMP2 человека, мыши и крысы. Для исследовательского применения в изучении ангиогенеза, опухолевой инвазии и ремоделирования матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против MMP2
Примечания/синоним	CLG4; MMP2
Вид	Человек
Идентификатор гена	4313
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 451–660 человеческого MMP2 (NP_004521.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08253
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Пакет со льдом