


Поликлональные Антитела Кролика Против Mmp2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Артикул: CM0029299



введение

MMP2 кроличьи поликлональные антитела от CamelBio (P08253) — это поликлональные антитела, подходящие для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают MMP2 человека, мыши и крысы; идеально подходят для исследований ангиогенеза, ремоделирования тканей и инвазии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP2 кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Вид	Человек
ID гена	4313
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 451-660 MMP2 человека (NP_004521.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08253
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодильный пакет