


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mmp2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P08253

Артикул: CM0014797



введение

Данные кроличьи поликлональные антитела против MMP2 детектируют человеческий, мышинный, крысиный MMP2, валидированы для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Подходят для изучения ангиогенеза, опухолевой инвазии и ремоделирования тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против MMP2
Примечания/Альтернативные названия	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4313
Идентификатор гена	4313
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-280 человеческого MMP2 (NP_004521.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08253
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом