

Поликлональное Антитело Против Mmp25 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Npa2

Артикул: CM0022553

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MMP25. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований протеаз и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP25 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Вид	Человек
ID гена	64386
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 321-539 человеческого MMP25 (NP_071913.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPA2
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	В пакете со льдом