

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mmp25 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Артикул: CM0027427

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MMP25 (MT6-MMP/лейколизин). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 350-540). ~63 кДа. Для исследований рака и лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP25 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64386
GeneID	64386
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-540 человеческого MMP25 (NP_071913.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPA2
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	В пакете со льдом