

Поликлональные Антитела К Mmp3 Для Wb, Elisa - P28862

Артикул: CM0028979

введение

Кроличьи поликлональные антитела к MMP3 (стромелизин-1) для применения в методах WB и ELISA. Распознают мышинный MMP3 с молекулярной массой 54 кДа. Подходят для исследований деградации внеклеточного матрикса и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к MMP3
Примечания/Синонимы	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4314
GeneID	17392
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 385-477 человеческого MMP3 (NP_034939.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P28862
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом