


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mmp3 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P08254

Артикул: CM0018145



введение

Кроличье поликлональное антитело к MMP3, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA у человека, мыши и крысы. Нацелено на стромелизин-1 — ключевую матричную металлопротеиназу, участвующую в ремоделировании внеклеточного матрикса, воспалении и противовирусном иммунитете. Идеально подходит для исследований рака и артрита.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MMP3
Примечания/синонимы	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	4314
GeneID	4314
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08254
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом