


Моноклональное Антитело Anti-Mmp3 (Стромелизин-1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P08254

Артикул: CM0006706



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MMP3 (Стромелизина-1). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований ремоделирования внеклеточного матрикса и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Вид	Человек
ID гена	4314 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 385-477 человеческого MMP3 (NP_002413.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08254
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	С ледяным пакетом