


Анти-Mmp3 (Стромелизин-1) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Артикул: CM0003788



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого MMP3 (Стромелизин-1). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходит для исследований деградации ВКМ и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP3 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4314
ID гена	4314
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 385-477 человеческого MMP3 (NP_002413.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P08254
Молекулярный вес белка	54 кДа
Доставка	Сумка со льдом