


Антитело К Mmp7 (Матрилизину) Кролика, Моноклональное, Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P09237

Артикул: CM0003948



введение

Моноклональное антитело кролика против MMP7 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфически реагирует с человеческим матрилизином (MMP-7), ~30 кДа. Идеально подходит для исследований ремоделирования внеклеточного матрикса и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP7 кролика mAb
Примечания/Псевдоним	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4316
ID гена	4316
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-267 человеческого MMP7 (P09237)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09237
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодильник