


Кроличья Поликлональная Антитело К Mmp7 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09237

Артикул: CM0017911



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому MMP7 (Матрилизин/PUMP-1), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с крысами. Идеально подходит для изучения матриксной металлопротеиназы-7 в исследованиях рака, ремоделирования тканей и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP7 кроличье pAb
Примечания/синонимы	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Вид	Человек
ID гена (человек)	4316
ID гена	4316
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого MMP7 (NP_002414.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P09237
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодильный пакет