

Кроличыи Поликлональные Антитела К Mmp8 Для Вб, Игг-П, Ифа - P22894

Артикул: CM0020434



введение

Кроличыи поликлональные антитела к MMP8 (нейтрофильная коллагеназа) для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФА. Реагируют с человека, мыши и крысы. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и воспаления. SWISS: P22894.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к MMP8
Примечания/Альясы	HNC; CLG1; MMP-8; PMNL-CL; MMP8
Вид	Человек
ID гена (человек)	4317
ID гена	4317
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 101–467 человеческого MMP8 (NP_002415.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22894
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Хладоэлемент