

## Поликлональные Антитела Против Mmp9 Для Wb, Elisa - P41245

Артикул: CM0020291

### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против мышинного MMP9 (гелятиназа В, коллагеназа типа IV 92 кДа). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, идеально подходят для изучения ремоделирования внеклеточного матрикса, резорбции костей и метастазирования в исследованиях на мышах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MMP9 кроличьи пАт                                                                                                    |
| Примечания/алиасы         | Clg4b, Gel B, MMP-9, B/MMP9, pro-MMP-9, Pro-MMP9                                                                     |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                 |
| GeneID (человек)          | 4318                                                                                                                 |
| GeneID (мышь)             | 17395                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 108-730 мышинного MMP9 (NP_038627.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                 |
| SWISS                     | P41245                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 80 кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка-холодильник со льдом                                                                                           |