


Поликлональное Антитело Против Mmp9 Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14780

Артикул: CM0016196



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого MMP9 (желатиназа B, CLG4B). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Для исследований внеклеточного матрикса и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MMP9 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Вид	Человек
GeneID (человек)	4318
GeneID	4318
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 538–707 человеческого MMP9 (NP_004985.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14780
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом