

Кроличья Поликлональная Антитела К Mnat1 Для Wb, Ip, Elisa — P51948

Артикул: CM0019080



введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому MNAT1 (фактор сборки MAT1/CDK7), подходит для WB, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с антителами человека и мыши. Предназначено для исследований клеточного цикла и регуляции транскрипции. Молекулярная масса белка — 36 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MNAT1 кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	MAT1; TFB3; CAP35; RNF66; MNAT1
Вид	Человек
ID гена	4331
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-309 человеческого MNAT1 (NP_002422.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51948
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего материала