


Моноклональное Анти-Моб1А/В Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H8S9 / Q7L9L4

Артикул: CM0004902



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MOB1A/B, валидированное для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнального пути Hippo и онкологии. Комплексное снабжение от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MOB1A/B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MOB1; MATS1; Mob4B; C2orf6; MOBK1B; MABKL1B; MOBKL1B; MOB1A/B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55233/92597
GeneID	55233/92597
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MOB1A/B (NP_060691.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H8S9 / Q7L9L4
Молекулярный вес белка	25 кДа
Доставка	Сумка со льдом