


Кроличыи Поликлональные Антитела К Mob4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3A3

Артикул: CM0024968



введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку MOB4 человека, валидированные для вестерн-блоттинга, ИГХ на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Подходят для исследования функций комплекса STRIPAK в клеточной сигнализации и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MOB4 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	2C4D; MOB1; MOB3; PHOCN; PREI3; CGI-95; MOBKL3; MOB4
Вид	Человек
ID гена (человек)	25843
ID гена	25843
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-225 MOB4 человека (NP_056202.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y3A3
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет