

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mobp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13875

Артикул: CM0020795

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против MOBP, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Взаимодействует с MOBP человека, мыши и крысы — белком, связанным с миелином и участвующим в компактизации миелиновой оболочки. Идеально подходит для исследований в области нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MOBP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MOBP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4336
ID гена	4336
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого MOBP (NP_891980.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13875
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	В ледяном пакете