

Моноклональное Антитело К Мозеину Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, Elisa - P26038

Артикул: CM0009165



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Мозеина, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для изучения белков семейства ERM, организации клеточного кортекса и иммунной сигнализации. UniProt P26038.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мозеин, кроличье mAb
Примечания/Алиасы	HEL70; IMD50; Moesin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4478
ID гена	4478
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого MSN (P26038).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26038
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом