

Поликлональные Антитела К Мозезину Для Wb, If/Icc, Elisa - P26038

Артикул: CM0015088



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий мозезин (MSN), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрёстно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функций белков ERM в организации клеточной коры, иммунной регуляции и динамике цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к мозезину
Примечания/псевдонимы	HEL70; IMD50; Moesin
Вид	Человек
GeneID (человек)	4478
GeneID	4478
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 458-557 человеческого мозезина (NP_002435.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26038
Молекулярная масса белка	68 кДа
Транспортировка	Хладагент в пакете