

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Mogs Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13724

Артикул: CM0013273

введение

Это кроличье поликлональное антитело детектирует человеческий белок MOGS (маннозил-олигосахарид глюкозидаза, DER7/GCS1), ~92 кДа, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Отлично подходит для исследований деградации N-гликанов - Q13724.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к MOGS, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	DER7; GCS1; CDG2B; CWH41; MOGS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7841
ID гена	7841
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-320 человеческого белка MOGS (NP_006293.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13724
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом