

Кроличья Поликлональная Антитело Против MOK Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Uq07

Артикул: CM0022938

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому MOK (RAGE-1), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнальных путей киназ и цилиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МОК кроличья поликлональная антитело (pAb)
Примечания/Алиасы	RAGE; RAGE1; STK30; RAGE-1; MOK
Вид организма	Человек
ID гена (человек)	5891
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-230 человеческого MOK (NP_055041.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UQ07
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С холодильным агентом