


Поликлональное Антитело Кролика Против Моноаминоксидазы А (Маоа) Для If/Icc, Elisa - P21397

Артикул: CM0017498



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческой моноаминоксидазы А (MAOA), валидированное для IF/ICC и ELISA. Выявляет митохондриальную MAOA, ключевой фермент деградации нейромедиаторов. Подходит для исследований в области нейронауки и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против моноаминоксидазы А (MAOA)
Примечания/синонимы	BRNRS; MAO-A; моноаминоксидаза А (MAOA)
Вид	Человек
GeneID (человек)	4128
GeneID	4128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 1-260 человеческой моноаминоксидазы А (NP_000231.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21397
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом