

Поликлональные Антитела К Morf4L2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15014

Артикул: CM0028878

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MORF4L2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования комплекса NuA4, регуляции хроматина и путей репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MORF4L2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	MRGX, MORFL2, MORF4L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9643
ID гена	9643
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-282 человеческого MORF4L2 (NP_001135890.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15014
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С ледяным пакетом