


Моноклональное Антитело Abflo 647 Anti-Mouse Cd107b (Lamp2) Для Проточной Цитометрии — P17047

Артикул: CM0008198



введение

Конъюгированное с ABflo 647 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD107b (LAMP2) мыши, валидированное для проточной цитометрии. Реагирует с мышинным антигеном. Идеально подходит для изучения биогенеза лизосом, аутофагии и путей презентации антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD107b mAb
Примечания/синонимы	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3920
GeneID	16784
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-189 CD107b мыши (NP_001017959.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P17047
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом