

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd107b Для Проточной Цитометрии - P17047

Артикул: CM0004911



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD107b (LAMP-2). Валидировано для проточной цитометрии, это антитело к лизосомальному мембранному белку массой 46 кДа позволяет детектировать экспрессию мышиного CD107b. Идеально для исследований аутофагии и лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD107b mAb
Примечания/Альтернативные названия	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3920
GeneID	16784
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-189 мышиного CD107b (NP_001017959.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P17047
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом