

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd112/Nectin-2, Конъюгированное Abflo 488, Для Проточной Цитометрии - P32507

Артикул: CM0011382



введение

Моноклональное кроличье антитело против мышиного CD112/Nectin-2, конъюгированное красителем ABflo 488, валидировано для применения в проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований сигнализации Т-клеток, иммуноонкологии и клеточной адгезии на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против мышиного CD112/Nectin-2, мкА
Примечания/Альтернативные названия	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2
Вид (антиген)	Мышь
GeneID (человек)	5819
GeneID	19294
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 32-345 мышиного белка CD112/Nectin-2 (NP_033016.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P32507
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	С охлаждающим элементом