

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd112/Nectin-2 Для Проточной Цитометрии - Pfc - P32507

Артикул: CM0008364



введение

Моноклональное антитело против мышиного CD112/Nectin-2 для проточной цитометрии, нацеленное на модулятор Т-клеток и белок клеточной адгезии. Валидировано для мыши, идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD112/Nectin-2
Примечания/Псевдонимы	MPH, Pvr, Pvs, Cd112, Pvr12, nectin-2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5819
GeneID (мышь)	19294
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-345 мышиного CD112/Nectin-2 (NP_033316.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P32507
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом