

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd117/C-Kit Для Проточной Цитометрии - P05532

Артикул: CM0009291



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный рецептор CD117/c-Kit для проточной цитометрии. Поддерживает исследования в области гематопоеза и стволовых клеток, предлагается в качестве надежного сырья для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье антитело против мышиного CD117/c-Kit (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3815
GeneID	16590
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-523 мышиного CD117/c-Kit (NP_001116205.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярная масса белка	22 кДа/108 кДа/109 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом