

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cd11A (Apc) Для Fc — P24063

Артикул: CM0012810

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD11a мыши (альфа-цепь LFA-1), для проточной цитометрии. Распознает субъединицу лейкоцитарного интегрина, участвующую в адгезии и иммунных ответах. Валидировано с использованием рекомбинантного иммуногена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-кроличье антитело к CD11a мыши, mAb
Примечания/псевдонимы	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3683
GeneID	16408
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 149-340 CD11a мыши (NP_001240801.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24063
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом